

Spécialiste de la centrifugation

MSE



MICROCENTAUR

Microcentrifugeuse de laboratoire



14 500 rpm



15 279 x g



24 x 2ml



-20°C à +40°C



Expert de la centrifugation
depuis plus de 85 ans

La MICROCENTAUR est utilisée dans les laboratoires médicaux, biochimiques, vétérinaires, industriels et autres. Elle est particulièrement recommandée pour la détermination des valeurs d'hématocrite. Il est possible de brancher la centrifugeuse sur une prise allume-cigare de 12 V grâce à un convertisseur de 600 W. Cela permet de travailler sur le terrain et d'obtenir les résultats rapidement.

- Légère et compacte, facile à utiliser et à nettoyer
- Séparation rapide et précise de mélanges et d'échantillons biologiques, jusqu'à 14500 RPM
- Dédicée aux tubes de 0.2 à 2ml et aux tubes capillaires de 50mm.
- Affichage numérique et boutons faciles à nettoyer
- Bouton de programmation et d'impulsion
- Hublot de contrôle
- Réglage du temps de centrifugation ou fonctionnement continu

ROTORS ANGULAIRES

Réf.	Description	RPM	RFC	Diam.
MSE2256	Rotor hématocrite pour 24 capillaires	14 500	14 574	1.3x50mm
MSE1255	Rotor angulaire 24 x 2/1,5 ml avec couvercle hermétique (angle 45°)	14 500	14 574	50 mm


ACCESSOIRES

Réf.	Description	Qté x diam.	Compatibilité rotor	
			MSE2256	MSE1255
MSE6201	Lecteur Hematocrite	-	X	
MSE4184	Adaptateur pour tube à fond rond de 0,2 ml	1 x 6.2 mm		X
MSE2256	Adaptateur pour tube à fond rond de 0,5 ml	1 x 8 mm		X



OWL

- Temps d'accélération et de freinage rapides
- Verrouillage et ouverture automatique du couvercle
- Hublot de contrôle
- Moteur à induction, bol en acier inoxydable
- Détection automatique du balourd




De 0.2 à 2 ml



24 ml

KESTREL

- Légère et peu encombrante
- Interface digitale facile à nettoyer
- Hublot de contrôle
- Fonctions cycle court et fonctionnement continu




8 tubes de sang
6 tubes falcon
15 ml



120 ml

MICRO CENTAUR


- Légère et peu encombrante
- Programmation jusqu'à 99 minutes
- 9 programmes / 3 rampes de décélération et accélération
- Hublot de contrôle
- Fonctions cycle court et fonctionnement continu
- Détection automatique du balourd



48 ml

MICRO CENTAUR R

- Version réfrigérée et améliorée de la Micro Centaur
- Programmation jusqu'à 99h, 99mn et 99s
- 100 programmes
- 10 rampes de décélération et accélération
- Refroidissement rapide
- Détection automatique du balourd



8 tubes de sang
8 tubes falcon
15 ml



-20°C à +40°C



120 ml


HAWK ET HAWK R

- Programmation jusqu'à 99h, 99mn et 99s
- 100 programmes / 10 rampes de décélération et accélération
- Fonctions cycle court et fonctionnement continu
- Reconnaissance automatique du rotor
- Large choix de rotors angulaires, basculants et d'adaptateurs
- Fonction pré-refroidissement pour commencer à travailler à la température visée (Hawk R)




500 ml
4 x 100 ml

Rotor basculant



Rotor angulaire



Micro-tubes



40

Tubes de sang



48

50 ml



10

15 ml



30

Hawk R



-20°C
à +40°C

- **GARANTIE** : 24 mois + option garantie étendue
- **ORIENTATION CLIENT** : assistance immédiate, réclamations ou demande de renseignements
- **QUALITE** : Nos certifications **ISO 9001 et ISO 13485** témoignent de la qualité de nos produits et de notre engagement d'amélioration continue.
- Toutes nos centrifugeuses sont marquées **CE et IVD**



Hauteur (mm)	180
Largeur (mm)	220
Profondeur (mm)	270
Poids (kg)	5 kg
Capacité maximale	48 ml
Vitesse maximale	14 500 RPM (pas de 100)
RCF maximum	15 279 xg
Minuterie	15s à 99 min 45s, ou continu, pas de 15s
Niveau sonore max	56 dB
Alimentation électrique	100-230V 50/60Hz
Nombre de programmes	9
Caractéristiques de freinage/Accélération	3 (modifiables)
Affichage	Led
Moteur	Entraînement par induction sans balais
Puissance maximale	95 W
Caractéristiques de sécurité	Capteur de déséquilibre Verrouillage du couvercle pendant la centrifugation Ouverture d'urgence du couvercle Chambre en acier inoxydable entraînement du moteur sans balai Produit conforme aux normes européennes de sécurité
Contrôle de la température intérieur	Refroidissement par circuit d'air
Référence de catalogue	MSB010.CX3

Toutes les centrifugeuses MSE sont conformes aux normes européennes les plus récentes en matière de sécurité et d'environnement. Nos centrifugeuses sont également conformes à la directive RoHS.



MSE
15 rue du Mans
49300 CHOLET, FRANCE
info@mse-sas.fr
02 41 64 73 41

